



# ANTARES 4

- 4 Wielen
- Lengte : 970 mm
- Breedte : 480 mm
- Hoogte : 980 mm
- Bodemvrijheid : 54 mm
- Batterijen : 2 x 12 V - 12 Ah
- Actieradius : 10-12 km\*\*
- Snelheid : 6 km/u\*
- Vermogen : 270 W
- Lichaamsgewicht : 115 kg
- Kleuren : Blauw



## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20      info@vermeiren.be  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94      www.vermeiren.be  
**www.vermeiren.com - info@vermeiren.be**



\*\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. \* Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 1.5%).